



Vérification Quotidienne VLI Sud

Cocher la case pour valider la présence ou le fonctionnement

ISP : _____ Date : _____

VLI		EPI
Démarrage de la voiture		1 pochette avec gants (3 tailles S - L et XL)
Fonctionnement des feux, des clignotants		1 GHA flacon pompe 500ml
Fonctionnement des gyrophares		1 boite de masques chirurgicaux
Fonctionnement du 2 tons		10 Masques FFP2
Fonctionnement de la tête antares (radio)		2 kits de protection niveau 2
Chasuble infirmier x2	MATERIEL BIOMEDICAL	
		1 DSA
MATERIEL PS		Vérification fonctionnement DSA
1 sac PS avec une bouteille O2 (bouteille pleine à plus de la moitié)		1 ECG communiquant avec tablette
1 sac infirmier		Vérification fonctionnement ECG
1 carnet de fiches d'intervention infirmier		1 pochette verte comprenant :
1 Kit brûlures		1 Rad 57 avec capteur adulte
		Vérification fonctionnement RAD 57
RESERVE PERfusion		1 thermomètre auriculaire avec embouts UU
1 mallette VVP comprenant :		Vérification fonctionnement thermomètre
2 NaCl 0.9% 250 ml		1 moniteur bi paramétrique PM50
2 NaCl 0.9% 500ml		Vérification fonctionnement PM50
1 NaCl 0.9% 100 ml		1 mallette Hemocue avec consommables
5 perfuseurs		Vérification fonctionnement Hémocue
5 KT (bleu & rose & vert)		1 rampe distribution O2 +4 masques H C° adulte avec tubulure longue (= 4 victimes)
5 Bétadine	TACHES QUOTIDIENNES	
5 pansements stériles pour VVP		
5 Paquets de compresses		Lundi : nettoyage intérieur de la VLI
PETITS CONSOMMABLES DE SECOURISME		Mardi : Rangement / nettoyage cabinet médical + rangement commande
10 masques O2 haute C° adulte		Mercredi : Commande PharmSap
10 masques O2 haute C° pédiatrique		Jeudi : nettoyage extérieur de la VLI
5 lunettes à oxygène adulte		Vendredi : Rangement Commande + Péremption / inventaire de la réserve
1 boite de 24 sérum physiologique versable 45 ml		Samedi : Ø
1 boite pansement en bande à découper - HYPAFIX + JELONET		Dimanche : Commande PharmSap

OBSERVATION

SIGNATURE
